

UAB „ARM GATE“

Įmonės kodas 135218757, PVM mokėtojo kodas LT352187515,

adresas J.Kubiliaus g. 6-21, LT – 08234 Vilnius

Įmonė įregistruota VĮ Registrų centro Kauno filiale, Registravimo Nr. 037947

Muitinės laboratorijai**PASIŪLYMAS
DĖL LABORATORINĖS ĮRANGOS PIRKIMO**2015 m. rugpjūčio 28 d. Nr. KP4571/4570
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB “Arm Gate”
Tiekėjo adresas	J. Kubiliaus g. 6-21, LT-08234, Vilnius
PVM mokėtojo kodas	LT352187515
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Marijus Svetikas, direktorius
Telefono numeris	+37052789573
Fakso numeris	+37052789572
El. pašto adresas	info@armgate.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us).

Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (proc.), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	
Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subteikėją/ subteikėją	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šią prekę:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, eurai, be PVM*	PVM tarifas	PVM suma,* eurai**	Bendra prekės kaina, eurai, su PVM*
1	2	3	4	5	6	7	8=5+7
1 pirkimo objekto dalis							
1.	GC-MS sistema (GCMS-TQ8040, su autoinjektoriumi AOC-6000, Shimadzu Corp., Japonija)	vnt.	1	116 947,00	21 %	24 558,87	141 505,87

* Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurai, nurodant 2 skaičius po kablelio; antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos arba PVM įstatymo 95 straipsniu. Tokiu atveju jis lentelės skilčių „PVM suma, eurai*“ nepildo.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą

Bendra 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM yra: 116947,00 Eur (šimtas šešiolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai 0 ct)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 24558,87 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 87 ct)

Siūloma prekė visiškai atitinka kvietime nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Nr.	Techniniai parametrai (aprašymas)	Minimalūs reikalavimai	Siūlomos GC-MS sistemos duomenys, aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą)
Dujų chromatografas ir kolonėlių termostatas (GC) – GC2010Plus, Shimadzu Corp, Japonija			
1.	Kolonėlių termostato darbinės temperatūros intervalas	Ne siauresnis kaip nuo 5°C virš aplinkos temperatūros iki 450°C.	5°C virš aplinkos temperatūros iki 450°C. GC2010Plus_sp.pdf (1 psl.)
2.	Programuojama kolonėlių termostato temperatūra	Ne mažiau kaip 20 programuojamų temperatūrų kėlimo lygių.	20 programuojamų temperatūrų kėlimo lygių. GC2010Plus_sp.pdf (1 psl.)
3.	Temperatūros nustatymo tikslumas	Ne blogiau kaip $\pm 0,1$ °C.	$\pm 0,1$ °C Shimadzu papildoma info.pdf (1 psl.)
4.	Termostato temperatūros kėlimo greitis	Programuojama, nustatomas maksimalus temperatūros kitimo greitis ne mažesnis kaip 250°C/min.	nustatomas maksimalus temperatūros kitimo greitis ne mažesnis kaip 250°C/min. GC2010Plus_sp.pdf (1 psl.)
5.	Termostato aušinimo greitis	Atvėsimas nuo 450 iki 50°C ne ilgiau nei per 3,5 min.	450 iki 50°C ne ilgiau nei per 3,5 min. GC2010Plus_br.pdf (12 psl.)
6.	Dujų tekėjimo ir slėgio kontrolė	Programuojama pneumatinė visoms naudojamoms dujoms, įskaitant purge, split, detektoriaus dujas.	Taip, programuojama pneumatinė visoms naudojamoms dujoms, įskaitant purge, split, detektoriaus dujas. GC2010Plus_sp.pdf (1,2 psl.)
7.	Dujų taupymo kontrolė	Būtina, visiškai programuojama.	Taip, visiškai programuojama. GC2010Plus_br.pdf (13 psl.)
8.	Sistemos saugumo funkcijos	Būtina. Pastovaus dujų ir šilumos nuotėkio aptikimo sistema. Garsiniai/vaizdiniai pranešimai apie įvykį.	Taip, pastovaus dujų ir šilumos nuotėkio aptikimo sistema. Garsiniai/vaizdiniai pranešimai apie įvykį. Shimadzu papildoma info en.pdf (1 psl.)

Nr.	Techniniai parametrai (aprašymas)	Minimalūs reikalavimai	Siūlomos GC-MS sistemos duomenys, aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametų aprašymo atitinkamą punktą)
9.	Grafinis ekranas	Būtinai, visų chromatografo parametų ir būsenos atvaizdavimui.	Taip, visų chromatografo parametų ir būsenos atvaizdavimui. GC2010Plus_sp.pdf (2 psl.)
10.	Elektroninis darbo apskaitos žurnalas	Būtinai, su prevenciškai keičiamų susivartojančių dalių (tarpinių, įdėklų ir kt.) skaitikliais darbo laiko ir injekcijų skaičiaus apskaitai realia laike.	Yra, su prevenciškai keičiamų susivartojančių dalių (tarpinių, įdėklų ir kt.) skaitikliais darbo laiko ir injekcijų skaičiaus apskaitai realia laike. Shimadzu papildoma info en.pdf (1 psl.)
11.	Valdymas	Personaliniu kompiuteriu ir integruotu mikroprocesoriumi.	Personaliniu kompiuteriu ir integruotu mikroprocesoriumi GC2010Plus_sp.pdf (1 psl.)
12.	Darbo aplinkos temperatūra	15–35 °C	Taip Installation conditions.pdf
13.	Maitinimo šaltinis	220V, 50 Hz	Taip, suderinta GC2010Plus_sp.pdf (2 psl.)
14.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	24 mėnesiai
Mėginio įvedimo sistema (injektorius) – SPL-2010Plus, Shimadzu Copr., Japonija			
1.	„Split/splitless“ tipo injektorius pritaikytas kapiliarinėms kolonėlėms	Būtinai. Injektoriaus srautai ir slėgiai valdomi elektroniniu – programiniu būdu.	Taip, injektoriaus srautai ir slėgiai valdomi elektroniniu – programiniu būdu. GC2010Plus_sp.pdf (2 psl.)
2.	Nešančiųjų dujų tekėjimo ir slėgio kontrolė	Privaloma. Pranešimas slėgiui per daug pakilus ar nepasiekus nurodytų ribų.	Taip, pranešimas slėgiui per daug pakilus ar nepasiekus nurodytų ribų. Shimadzu papildoma info en.pdf (1 psl.)
3.	Palaikomas slėgio intervalas	Ne mažiau kaip iki 140 psi dirbant su ne mažesnio kaip 0,25 mm diametro kolonėle.	iki 140,7 psi (970 kPa) neribojant kolonėlių diametro. GC2010Plus_sp.pdf (2 psl.)
4.	Dujų tekėjimo srautas	Ne mažesnis kaip 1200 ml/min vandenilio arba helio dujoms.	1200 ml/min vandenilio arba helio dujoms

Nr.	Techniniai parametrai (aprašymas)	Minimalūs reikalavimai	Siūlomos GC-MS sistemos duomenys, aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą)
			GC2010Plus_sp.pdf (2 psl.)
5.	Srauto dalinimas	Maksimalus santykis ne mažesnis nei 9999,9:1	9999,9:1 GC2010Plus_sp.pdf (2 psl.)
6.	Nešančiųjų dujų srauto kontrolė	Vienas iš režimų privalo palaikyti pastovią linijinio dujų tekėjimo greičio vertę (constant linear velocity), (cm/s), nepriklausomai nuo kolonėlių termostato temperatūrinės programos.	Vienas iš režimų (constant linear velocity mode) palaiko pastovią linijinio dujų tekėjimo greičio vertę (constant linear velocity), (cm/s), nepriklausomai nuo kolonėlių termostato temperatūrinės programos. GC2010Plus_sp.pdf (2 psl.)
7.	Sulaikymo laikų pakartojamumas	Ne daugiau nei 0,004%	0,004% Shimadzu papildoma info en.pdf (1 psl.)
8.	Maksimali temperatūra	Ne mažiau nei 450 oC	450 oC GC2010Plus_sp.pdf (1 psl.)
9.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai	24 mėnesiai
Selektyvus trigubo kvadrupolio masių detektorius (MS/MS) – TQ8040, Shimadzu Corp., Japonija			
1.	Masių analizatorius	Principas – trijų kvadrupolių masių analizatorius. Privalomas fragmentacijos modulis.	Principas – trijų kvadrupolių masių analizatorius. Privalomas fragmentacijos modulis. TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
2.	Kvadrupolių konstrukcija	Privaloma apsauginė nuimama ir valoma kvadrupolio dalis, kuri apsaugo pagrindinę kvadrupolio dalį nuo užsiteršimo.	Yra apsauginė nuimama ir valoma kvadrupolio dalis, kuri apsaugo pagrindinę kvadrupolio dalį nuo užsiteršimo. TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
3.	Jonizacija	EI (elektronų smūginė).	Taip TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
4.	Jonų šaltinio temperatūra	Iki 300 °C	300 °C

Nr.	Techniniai parametrai (aprašymas)	Minimalūs reikalavimai	Siūlomos GC-MS sistemos duomenys, aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą)
			TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
5.	Maksimali jonizacijos energija	Ne mažiau 200 eV	200 eV TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
6.	Maksimalus jonizacijos intensyvumas	Ne mažiau 250 μ A	250 μ A TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
7.	Nustatomų masių intervalas	Ne siauresnis kaip 15 – 1090 amv.	10-1090 amv TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
8.	Dinaminis diapazonas	Ne siauresnis nei $0,8 \times 10^7$.	$0,8 \times 10^7 = (8 \times 10^6)$ TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
9.	Filamentai	Dviejų filamentų sistema.	Dviejų filamentų sistema TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
10.	Stabilumas	Ne blogesnis nei $\pm 0,1$ amv/48 val.	$\pm 0,1$ amv/48 val. TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
11.	Maksimalus skenavimo greitis Q3 Scan režime	Ne mažesnis nei 20 000 amv/s skenuojant 0,1 amv/s žingsniu.	20 000 amv/s skenuojant 0,1 amv/s žingsniu. TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
12.	Maksimalus skenavimo dažnis	Ne mažiau kaip 330 skenuojimų/s	333 skenuojimai/s TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
13.	Fragmentacijos modulis	Fragmentacijos energija ne mažiau kaip 60 eV.	60 eV TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
14.	Darbiniai režimai	Privaloma – Q1 skenavimas, Q3 skenavimas, produkto fragmentų skenavimas, prekursoriaus skenavimas, „neutral loss“ skenavimo režimas, pasirinkto jono stebėsena (SIM arba SIR) Q1 ir Q3 režimuose, SRM (arba MRM) režimas.	Yra Q1 skenavimas, Q3 skenavimas, produkto fragmentų skenavimas, prekursoriaus skenavimas, „neutral loss“ skenavimo režimas, pasirinkto jono stebėsena (SIM arba SIR) Q1 ir Q3 režimuose, SRM (arba MRM) režimas. TQ8040_sp.pdf (2 psl.)

Nr.	Techniniai parametrai (aprašymas)	Minimalūs reikalavimai	Siūlomos GC-MS sistemos duomenys, aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą)
15.	Kombinuoti duomenų surinkimo režimai	Privalomas kombinuotas SIM/SRM ir Scan/SRM.	Yra kombinuotas SIM/SRM ir Scan/SRM. TQ8040_sp.pdf (2 psl.)
16.	Minimalus duomenų surinkimo intervalas (dwell time) SRM režime	Ne daugiau nei 0,5 ms	0,5 ms TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
17.	SRM tranzicijų (virsmų, pereigų) greitis	Ne mažiau nei 800 SRM/s	800 SRM/s TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
18.	Maksimalus SRM/SIM kanalų skaičius	Ne mažiau nei 32400	32768 (2048 events*16 trsansitions) TQ8040_sp.pdf (1 psl.) Shimadzu papildoma info en.pdf (1 psl.)
19.	Vakuumavimo sistema	Diferencinė turbomolekulinių (gilaus vakuumo) siurblių vakuumavimo sistema, kurios bendras pajėgumas ne mažesnis nei 360 l/s (He).	Diferencinė turbomolekulinių (gilaus vakuumo) siurblių vakuumavimo sistema, kurios bendras pajėgumas 364 l/s (179 l/s+185 l/s) (He). TQ8040_sp.pdf (1 psl.)
20.	Maksimalus priimamas dujų -nešėjų srautas	Ne mažesnis nei 10 ml/min. Gamintojas privalo turėti technologinę galimybę dviejų kolonėlių pajungimui į vieną masių spektrometrą, kai viena keičiama neatjungiant antrosios.	Taip TQ8040_sp.pdf (1 psl.) TQ8040_br.pdf (7 psl.)
21.	Jautrumas (signalų triukšmo santykis) SCAN režime	EI SCAN režime ne blogesnis nei 1500:1, 1 pg OFN (RMS algoritmu).	1500:1, 1 pg OFN (RMS algoritmu). TQ8040_sp.pdf (2 psl.)
22.	Jautrumas (signalų triukšmo santykis) fragmentacijos režime (SRM)	SRM režime ne mažiau nei 8000:1 (272>222) - 0,1 pg OFN (RMS).	8000:1 (272>222) - 0,1 pg OFN (RMS). TQ8040_sp.pdf (2 psl.)
23.	Maitinimo šaltinis	220V, 50 Hz	Taip, suderinta TQ8040_sp.pdf (2 psl.)
24.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai	24 mėnesiai

Nr.	Techniniai parametrai (aprašymas)	Minimalūs reikalavimai	Siūlomos GC-MS sistemos duomenys, aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą)
Automatinis mėginių įvedimo įrenginys (autosampleris) – AOC-6000			
1.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio konstrukcija	Kombinuoto tipo – atliekantis ir skystų mėginių, ir viršerdvės („headspace“) tipo mėginių įvedimą.	Kombinuoto tipo – atliekantis ir skystų mėginių, ir viršerdvės („headspace“) tipo mėginių įvedimą. AOC6000_br.pdf (4 psl.)
2.	Skysto mėginio įvedimo tūris	Injekcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 iki 100 µl	Injekcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 iki 100 µl naudojant atitinkamus švirkštus AOC6000_br.pdf (8 psl.)
3.	Mėginių karuselės talpa	Ne mažiau nei 100 pozicijų 2 ml standartiniams autosamplerio buteliukams. Turi būti galimybė naudoti ir kito (didesnio) tūrio buteliukus.	162 100 pozicijos 2 ml standartiniai autosamplerio buteliukai. Yra galimybė naudoti ir kito (didesnio) tūrio buteliukus. AOC6000_br.pdf (8 psl.)
4.	Injekcijos švirkšto praplovimas	Prieš ir/ar po injekcijos. Galimybė naudoti ne mažiau nei du skirtingus plovimo tirpiklius.	Prieš ir/ar po injekcijos. Yra galimybė naudoti ne mažiau nei du skirtingus plovimo tirpiklius. Shimadzu papildoma info en.pdf (2 psl.)
5.	Viršerdvės tipo injekcija	Privaloma, visiškai automatinė.	Yra, visiškai automatinė. AOC6000_br.pdf (8 psl.)
6.	Mėginių karuselės talpa	Galimybė naudoti 2 ml, 10 ml ir 20 ml tūrio buteliukus. Ne mažiau nei 40 pozicijų 20 ml tūrio buteliukams.	Galima naudoti 2 ml, 10 ml ir 20 ml tūrio buteliukus. Ne mažiau nei 60 pozicijų 20 ml tūrio buteliukams. AOC6000_br.pdf (8 psl.)
7.	Mėginių buteliukų termostatas	Maksimali termostataavimo temperatūra 200°C. Galimybė vienu metu termostatuoti ne mažiau kaip 6 mėginius.	Maksimali termostataavimo temperatūra 200°C. Yra galimybė vienu metu termostatuoti 6 mėginius. AOC6000_br.pdf (8 psl.)
8.	Termostatuojamų mėginių maišymas	Privaloma orbitinio tipo termostatuojamų mėginių	Yra orbitinio tipo termostatuojamų mėginių maišymo funkcija.

Nr.	Techniniai parametrai (aprašymas)	Minimalūs reikalavimai	Siūlomos GC-MS sistemos duomenys, aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą)
		maišymo funkcija. Maksimalus maišymo dažnis 750 sūkių per minutę (rpm).	Maksimalus maišymo dažnis 750 sūkių per minutę (rpm). AOC6000_br.pdf (8 psl.) Shimadzu papildoma info en.pdf (2 psl.)
9.	Injektavimo mazgas	Maksimali injektavimo švirkšto termostataavimo temperatūra 150°C.	Maksimali injektavimo švirkšto termostataavimo temperatūra 150°C. AOC6000_br.pdf (8 psl.)
10.	Viršerdvės mėginio injekcija	Tūris ne mažesnis nei iki 2,5 ml. Konstrukcija privalo užtikrinti programuojamą švirkšto vidinio tūrio prapūtimą inertinėmis dujomis.	Tūris iki 2,5 ml. Konstrukcija užtikrina programuojamą švirkšto vidinio tūrio prapūtimą inertinėmis dujomis. AOC6000_br.pdf (8 psl.)
11.	Galimybė komplektuoti automatinės kietafazės mikroekstrakcijos priedą (SPME)	Privaloma	Yra galimybė komplektuoti automatinės kietafazės mikroekstrakcijos priedą (SPME) AOC6000_br.pdf (8 psl.)
12.	Valdymas	Vieninga ir suderinta programine įranga kartu su dujų chromatografu.	Vieninga ir suderinta programine įranga kartu su dujų chromatografu. AOC6000_br.pdf (5 psl.)
13.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai	24 mėnesiai.
Programinė įranga – GCMS Slutions (Shimadzu Corp., Japonija)			
1.	Valdomi moduliai	Vieninga ir suderinta programinė įranga pilnam chromatografo, automatinio mėginių įvedimo įrenginio valdymui, duomenų surinkimui, saugojimui ir ataskaitų kūrimui.	Vieninga ir suderinta programinė įranga pilnam chromatografo, automatinio mėginių įvedimo įrenginio valdymui, duomenų surinkimui, saugojimui ir ataskaitų kūrimui. TQ8040_sp.pdf (2 psl.)

Nr.	Techniniai parametrai (aprašymas)	Minimalūs reikalavimai	Siūlomos GC-MS sistemos duomenys, aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametų aprašymo atitinkamą punktą)
2.	Multiparametrinė paieška	Būtina, pagal datą, operatoriaus vardą, mėginio aprašymą, mėginio numerį, komentarus ir kt.	Yra pagal datą, operatoriaus vardą, mėginio aprašymą, mėginio numerį, komentarus ir kt. TQ8040_sp.pdf (2 psl.)
3.	Darbą palengvinantys vedliai	Būtinai	Yra TQ8040_sp.pdf (2 psl.)
4.	Pateikiamos spektrų bibliotekos	Ne mažiau kaip: „NIST 14“ masių spektrų biblioteka; „Forensic“ biblioteka su ne mažiau nei 1000 spektrų; „Forensic“ duomenų bazė su SRM (MRM) tranzicijomis.	NIST 14“ masių spektrų biblioteka; „Forensic“ biblioteka su ne mažiau nei 1000 spektrų; „Forensic“ duomenų bazė su SRM (MRM) tranzicijomis. NIST14.pdf Forensic database.pdf Smart_forensic_database.pdf
5.	Paieška spektrų bibliotekose	Būtina, panašumo paieškos bibliotekoje funkcija naudojant masių spektrų ir RI informaciją.	Taip Forensic database.pdf (2 psl.)
6.	Sulaikymo indeksų (RI) paskaičiavimas	Visiškai automatinis	Visiškai automatinis Forensic database.pdf (2 psl.)
7.	Automatinė sulaikymo laikų korekcija analizės metode pakeitus kapiliarinę kolonėlę ar jos ilgį	Privaloma, visiškai automatinė. Korekcija turi būti atliekama nenaudojant tiriamų medžiagų ir nekeičiant metodo parametų	Yra, visiškai automatinė – AART funkcija. Korekcija atliekama nenaudojant tiriamų medžiagų ir nekeičiant metodo parametų TQ8040_br.pdf (10 psl.)
8.	Aptarnavimo vedlys	Privaloma paprogramė su detaliu vizualiniu detektoriaus aptarnavimo procedūros atvaizdavimu.	Taip TQ8040_sp.pdf (2 psl.)
9.	„Dwell time“ optimizacija atskiriems junginiams SRM režime	Privaloma. Visiškai automatinė	Yra. Visiškai automatinė TQ8040_br.pdf (6 psl.)

Nr.	Techniniai parametrai (aprašymas)	Minimalūs reikalavimai	Siūlomos GC-MS sistemos duomenys, aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą)
10.	Sulaikymo laikų parinkimas/nustatymas SRM/Scan režime	Privalomas. Visiškai automatinis sulaikymo laikų nustatymas iš duomenų bazės pagal naudojamą instrumentinį metodą nenaudojant tiriamų medžiagų	Taip. Visiškai automatinis sulaikymo laikų nustatymas iš duomenų bazės pagal naudojamą instrumentinį metodą nenaudojant tiriamų medžiagų TQ8040_br.pdf (9-10 psl.)
11.	Analitinio metodo kūrimas	Privalomas. Pilnam metodo sukūrimui nenaudojant analizuojamų medžiagų, neribojant junginių kiekio metode	Yra. Pilnam metodo sukūrimui nenaudojant analizuojamų medžiagų, neribojant junginių kiekio metode TQ8040_br.pdf (9-10 psl.)
Kiti reikalavimai įrenginiui			
1.	Prietaiso instaliavimas, paleidimas ir darbuotojų apmokymas	Būtinas. Aptarnavimas organizuojamas ir atliekamas Lietuvoje, pardavėjas privalo turėti gamintojo paruoštą ir sertifikuotą serviso inžinierių siūlomo prietaiso aptarnavimui ir remontui, pateikti sertifikato kopiją.	Taip
2.	Priedų ir atsarginių dalių kiekis bei pavadinimai pagal tiekėjo pasirinkimą, reikalingi pilnam prietaiso paleidimui ir darbo užtikrinimui, garantuojantys nepertraukiamą vienerių metų darbą.	Būtina	Komplektuojama
3.	Kapiliarinė kolonėlė (mažiausiai 1 vnt.), skirta kontroliuojamų junginių (narkotinių, psichotropinių medžiagų) nustatymui	DB-5MS tipo (stacionari fazė – dimetilpolisiloksanas), ne mažiau kaip 60 m.	Komplektuojama
4.	Švirkštai mėginiams įvesti, tinkami	1 ir 10 mkl.	Komplektuojama

Nr.	Techniniai parametrai (aprašymas)	Minimalūs reikalavimai	Siūlomos GC-MS sistemos duomenys, aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą)
	pateikiamam autosampleriui		
5.	Įrenginio naudotojo vadovas	Būtinai (spaudinys ir elektroninė versija)	Komplektuojama
6.	Sertifikuotas ES rinkai	Būtinai	Sertifikuota ES rinkai
7.	Bendra garantija visai sistemai	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai	24 mėnesiai

Mes siūlome šią prekę:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, eurai, be PVM*	PVM tarifas	PVM suma,* eurai**	Bendra prekės kaina, eurai, su PVM*
1	2	3	4	5	6	7	8=5+7
2 pirkimo objekto dalis							
1.	Automatinis švino kiekio benzine analizatorius (Atominės absorbcijos spektrometras AA7000 su liepsniniu atomizatoriumi bei taikomąja programine įranga (Shimadzu Corp.))	Kompl.	1	15.180,00	21%	3.187,80	18.367,80

* Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurai, nurodant 2 skaičius po kablelio; antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos arba PVM įstatymo 95 straipsniu. Tokiu atveju jis lentelės skilčių „PVM suma, eurai**“ nepildo.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą

Bendra 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM yra: 18.367,80 Eur. (Aštuoniolika tūkstančių tryš šimtai šešiasdešimt septyni Eur, 80 ct.)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3.187,80 Eur (Tris tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt septynis Eur 80 ct.)

Siūloma prekė visiškai atitinka kvietime nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Nr.	Techniniai parametrai (aprašymas)	Minimalūs reikalavimai	Siūlomo automatinio švino kiekio benzine analizatoriaus duomenys, aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą)
1.	Panaudojimas	Švino kiekio nustatymui automobiliame benzine LST EN 237 aprašytu metodu arba kitu, ne blogesnio tikslumo metodu. Su galimybe nustatyti mangano kiekį benzine.	Atominės absorbcijos spektrometras AA7000 Shimadzu Corp. (Japonija) su liepsniniu atomizatoriumi ne automatinio mėginių įvedimo įrenginio, su taikomąja programine įranga WizAArd. Švino kiekio nustatymui automobiliame benzine LST EN 237 aprašytu metodu. Su galimybe nustatyti mangano kiekį benzine. C122E058E AA 7000-1.pdf 24 psl.
2.	Automatinis įrenginys	Kalibravimo kreivės intervalas 0,1 mg/l – 20 mg/l, padalos vertė ne didesnė 0,1 mg/l, paženklintas CE ženklu	Tinkamas darbui nurodytame koncentracijų diapazone, paženklintas CE ženklu (sertifikatas pateikiamas kartu su preke)
3.	Tyrimo trukmė	Ne daugiau nei 10 min.	Ne daugiau nei 10 min.
4.	Tikslumas	Matuojant 5-15 mg/l švino kiekį benzine, pakartojamumas ne didesnis 0,2 mg/l.	Užtikrinamas reikalaujamas pakartojamumas
5.	Analizuojami mėginiai	Tiesiogiai. Prieš įvedant mėginį į įrenginį nereikia apdoroti kitomis cheminėmis medžiagomis. Nereikia mineralizuoti mėginio.	Tiesiogiai. Cheminis apdorojimas ar mineralizavimas nėra reikalingas (neskaitant skiedimo LST EN 237 nurodytu tirpikliu)
6.	Etalonai	Paliudytoji patatinė medžiaga (CRM) – 2 vnt. (benzinas, kuriame švino kiekis 5 mg/l ir 13 mg/l arba panašūs kiekiai), galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos	Patiekiami kartu su prietaisu
7.	Programinė įranga	Duomenų apie tiriamą mėginį įvedimas;	Duomenų apie tiriamą mėginį įvedimas; Apsauga nuo matavimo rezultatų keitimo, naikinimo, atmetimo;

		Apsauga nuo matavimo rezultatų keitimo, naikinimo, atmetimo; Automatinis matavimo duomenų perdavimas į PC; duomenų/rezultatų spausdinimas iš PC įprastu lazeriniu spausdintuvu ant A4 formato popieriaus; Kalibravimo duomenų bazės papildymas; Duomenų išsaugojimas kitoje laikmenoje. Galimybė įjungti į LAN tinklą.	Automatinis matavimo duomenų perdavimas į PC; duomenų/rezultatų spausdinimas iš PC įprastu lazeriniu spausdintuvu ant A4 formato popieriaus; Kalibravimo duomenų bazės papildymas; Duomenų išsaugojimas kitoje laikmenoje. Galimybė įjungti į LAN tinklą. C122E058E AA 7000-1.pdf 17 psl.
8.	Sąsajos su kitais prietaisais (kompiuteriu, spausdintuvu)	USB, RS-232, Ethernet arba lygiavertės	RS-232 C122E058E AA 7000-1.pdf 25psl.
9.	Priedai ir atsarginės dalys	Priedų ir atsarginių dalių kiekis bei pavadinimai pagal tiekėjo pasirinkimą, reikalingi pilnam prietaiso paleidimui ir darbo užtikrinimui, garantuojantys nepertraukiamą 2 metų darbą.	Taip
10.	Darbo aplinkos sąlygos	15–30°C	10-35 °C C122E058E AA 7000-1.pdf 24 psl.
11.	Maitinimas	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz C122E058E AA 7000-1.pdf 24 psl.
12.	Įrenginio naudotojo vadovas	Būtinai (spausdinys ir elektroninė versija)	Pateikiama kartu su prietaisu
13.	Garantija	2 metai	2 metai

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas*		Dokumento konfidencialumą patvirtinantys teisės aktai
			Taip	Ne	
1	Jungtinė Registrų centro pažyma	3		+	
2	Tiekėjo deklaracija	1		+	
3	Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas	6		+	
4	Gamintojo įgaliojimas	3		+	
5	Specialistų sąrašas	1		+	
6	Specialistų sertifikatai			+	

7	Techninė informacija apie prekes			+	
---	----------------------------------	--	--	---	--

Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Direktorius

Marijus Svetikas

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

*Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

