

Single Use Combination Cleaning Brush

デイスポーザブルコンビネーションクリーニングブラシ

Model No. BW-412T

- D : Kombinierte Reinigungsbürste, Einweg

F : Escoveller mixte à Usage Unique

I : Spazzolino pulizia monouso in combinazione

E : Combinación de cepillos de limpieza de un solo uso

P : Escovilhão de limpeza de canal e portal de acesso de uso descartável

NL : Single-use gecombineerde reinigingsborstel
- DK : Engangs rensebørste - kombineret

S : Kombinationsbørste for rengøring och engångsbruk

N : Engangs kombinationsvaskebørste

FIN : Kertäkyttöinen yhdistelmäpuhdistusharja

GR : Βούρτσα καθαρισμού μίας χρήσης ανώδυνη και απορριπτική

PL : Uniwersalna szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów i kanałów jednorazowego użytku

Working Length


Compatible Channel Size

有効長
2200mm

適用チャンネル径
φ2mm~4.2mm

Specifications

仕様



Not Made with Natural Rubber Latex
この製品は天然ゴム(ラテックス)を使用していない。

Quantity
数量

1



Refer to instructions. 取扱説明書参照

USA: CAUTION:
Federal law restricts this device to sale
by or on the order of a physician.



Single use only 再使用禁止

MADE IN VIETNAM ベトナム製

GK7792 06

Non Sterile 未滅菌



STORAGE
保管

・Store this instrument at room temperature in a clean and dry environment.
・Do not store in direct sunlight.
・水ぬれに注意し、常温、常温で、かつ直射日光の当たらない清潔な場所に保管してください。

Manufacturer

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.
2951 Ishikawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, JAPAN

製造販売元

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
192-8507 東京都八王子市石川町2951

OLYMPUS

Endoskopy kanalo
diametras

Šepetėlio darbinis
ilgis

EndoTherapy™

LOT V6913