



UAB „TEIDA“

[monės kodas: 134310131, įmonės PVM mokėtojo kodas: LT343101314
Puodžių g. 4, LT-44288 Kaunas, tel.: 8*37 323576, faks.: 8*37 226576, info@teida.lt

PASIŪLYMAS

DĖL APARATŲ REABILITACIJAI VIEŠOJO PIRKIMO

III- PIRKIMO OBJEKTO DALIES PETIES SĄNARIO CPM APARATO

VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centrai

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB Teida
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	134310131
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo kontaktai	migle@teida.lt , info@teida.lt Tel.: +370 37 323576

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.		
2.		

2. PASIŪLYMO KAINA

3.

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentele:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR be PVM*	PVM EUR**	Kaina, EUR su PVM*** (3x(4+5))
	1	2	3	4	5	6
1.	Peties sąnario CPM aparatas (gam. DJO/Chattanooga mod. Artromot – S4))	Vnt.	1	6690,00	1404,90	8094,90

Pasiūlymo kaina žodžiais: aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt keturi eurai 90 ct

* 4 stulpelyje „Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

** Jei 5 stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

*** 6 stulpelyje „Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

4. SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

4.1. Pasiūlytos prekės nurodomos užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametro reikšmė	Siūlomų Prekių techniniai rodikliai
1.	Nuolatinių pasyviųjų judesių terapijos aparato paskirtis:	Peties sąnario terapijai	Prekės modelis ir gamintojas: (gam. DJO/Chattanooga mod. Artromot – S4)
2.	Tinka pacientams, kurių ūgis yra 120 – 210 cm ± 20 cm ribose.	Būtina	Tinka pacientams, kurių ūgis yra 120 – 210 cm ribose.
3.	Judesių reguliavimo ribos:	Anteversija ir retroversija; Adukcija ir abdukcija; Vidinė ir išorinė rotacija; Ekztenzija ir fleksija (pakėlimas) su ištiesta arba sulenкта ranka.	Anteversija ir retroversija; Adukcija ir abdukcija; Vidinė ir išorinė rotacija; Ekztenzija ir fleksija (pakėlimas) su ištiesta arba sulenкта ranka.
3.1	Adukcijos ir abdukcijos judesių amplitudė	Ne blogiau Nuo 20 ⁰ iki 160 ⁰	0-160 ⁰
3.2	Anteversijos ir retroversijos judesių amplitudė	Ne blogiau Nuo -10 ⁰ iki 110 ⁰	-10 ⁰ iki 110 ⁰
3.3	Vidinės ir išorinės rotacijos judesių amplitudė	Ne blogiau Nuo -30 ⁰ iki 90 ⁰	-90 ⁰ iki 90 ⁰

3.4.	Ekstenzijos ir fleksijos (pakėlimo) judesių amplitudė	Ne blogiau Nuo 20° iki 160°	0° iki 160°
4.	Kėdė	Reguliuojamo aukščio	Reguliuojamo aukščio
5.	Atrama kitai rankai	Būtina, reguliuojamo aukščio ir pločio	reguliuojamo aukščio ir pločio
6.	Lengvas aparato perdarymas iš vieno peties kitam	Būtina, naudotojui pateikiami nurodymai	Lengvas aparato perdarymas iš vieno peties kitam
7.	Galvos atrama	Būtina, komfortiškai, optimaliai paciento sėdėsenai	komfortiškai, optimaliai paciento sėdėsenai
8.	Valdymo pultas	Būtina	Valdymo pultas
9.	Maksimalus leidžiamas paciento svoris	ne mažiau kaip 150 kg;	175 kg
10.	Instrukcijos originalo ir lietuvių kalba	Būtinės	Instrukcijos originalo ir lietuvių kalba
11.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Būtina	24 mėn.
12.	Pristatymo terminas	Ne daugiau 2 mėn.	2 mėn.
13.	Sertifikatai	CE atitikties deklaracija	CE atitikties deklaracija
14.	Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas dirbti aparatu Perkančiosios organizacijos patalpose	Ne mažiau kaip 2 akademines valandas	2 akademines valandas
15.	Siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojų pateikti aprašai ar analogiški dokumentai	Būtina	Siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojų pateikti aprašai ar analogiški dokumentai

5. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Įgaliojimas darbuotojui pasirašyti dokumentus	1
2.	Siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai	

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.7 punkto nuostatas)
----------	--

1.	Igaliojimas darbuotojui pasirašyti dokumentus
...	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Viešųjų pirkimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)




(Parašas)

Miglė Jonikė

(Vardas ir pavardė)


3 dalia



Touchscreen hand controller
for intuitive operation
with clear presentation
and descriptive icons

dėliu amos valdyti
pulvis

Combined Motion Patterns



Technical Information

Functions

Time	1-99 minutes, 1-12 hours / continuous operation
Pauses	0-30 seconds
Speed	5-100 %
Adaptive load reversal	5-100 % of the trigger threshold tolerance range (reverse-on-load feature for patient safety/spasm protection)
Motor A, B and C ON/OFF	Isolated movements, exclusively abduction/adduction, anteversion/retroversion, or internal/external rotation
New patient	Restores the default settings for new patients
Warm-up protocol	Gradual progression to the maximum range of motion
Side conversion	For easy, user guided conversion between right and left shoulder setup
Lockout functions	Locks individual functions, prevents accidental adjustment changes of set parameters and facilitates operations
Display mode	Toggles between detailed view and standard view
Total therapy time	Added sum of all therapy sessions
Therapy documentation	Trend graph of the therapy progress
Cycles	5-20, adjustment of the Isolation, Oscillation and Stretching repetitions
Standby	Adjustment of inactive drives in parked position in Isolation mode
Direction of the undulation	Adjustment of the direction of motion in Wave mode (Undulation)
Device setup	Adjustment of the basic settings (e.g., date, time or language)
Transport position	Moves the motors to transport position
Service menu	For service technicians
Patient chip card	For storage of the therapy parameters
Headrest	For comfortable, optimal patient posture
Motor controls	For direct range of motion input



UAB "TEIDAN" įvertinimas
2018-10-23

Technical information

Range of Motion (ROM)	Index in reg. values
Adduction/abduction	0°/30°/160° ✓
Anteversion/retroversion	110°/0°/110° ✓
Internal/external rotation	90°/0°/90° ✓
Elevation (Ex/Flex)	0°/30°/160° ✓

Motion patterns

PNF	Movements following the PNF pattern
Wave	Undulating movements resembling a sideways figure eight
Isolation	Enables separate exercises in all 3 directions of motion within a single treatment
Oscillation	Increases motion frequency in the EROM
Stretching	Gently increases the range of motion

Specifications

Protection class	II
IP class	IP21
Applied part	Type B
MDD	II a
Construction accuracy	±2°

Dimensions

Weight	28 kg
Dimensions - use (L x W x H)	166 x 100 x 160 cm
Dimensions - transport (L x W x H)	Box 1: 81 x 68 x 56 cm, 19 kg Box 2: 111 x 39 x 12 cm, 11 kg Box 3: 99 x 54 x 18 cm, 9 kg
Patient height	approx. 120 to 210 cm
Max. continuous load on seat	175 kg
Max. continuous load on motion element	13 kg

chattanooga

ARTROMOT®-S4

The ARTROMOT®-S4 shoulder machine is the result of 30 years of experience in the shoulder CPM device business and more than 3 years of dedicated engineering, made in Germany.

Backed by three integrated motors, the new model from DJO Global supports the following movements:

- Anteversion & retroversion
- Adduction & abduction
- Internal & external rotation
- Extension & flexion (elevation) with extended or flexed arm

The combination of these motion axes enables anatomically correct PNF movements as well as the proven "wave" or undulation exercise.

New functions for easy operation of the ARTROMOT®-S4:



- Touchscreen hand controller and motor controls for direct programming of motion ranges
- User guidance for easy conversion of the device for treatment of the right or left shoulder
- Adaptive load reversal (reverse-on-load feature for patient safety/spasm protection), conforms automatically and sensitivity can be adjusted

Combined with the tried-and-tested features, such as the patient chip card and the sturdy design, the new ARTROMOT®-S4 has even more therapy options to offer.


Reinforced arm rest
with adjustable width and height

*Surfaprinthe
wankig abwärts
in antiois in pland
regulierung.*

time patients, luvius ugi



Motion Axes



*UAB TEIDA
Vilnius plonius
Migle Jonike
2018-10-23*