



laboratorija prienu <labpspc@gmail.com>

ENG

Diamedica | Remigijus Gegelevičius <remigijus@diamedica.lt>
Kam: "labpspc@gmail.com" <labpspc@gmail.com>

2018 m. rugpjūčio 27 d. 08:50

Gerb. Irena,

ENG kontrolės Accused buteliuko 8,5ml kaina 52,00 EUR be PVM. Stabilumas po atidarymo 30d.

ENG mėgintuvėliams buvo pateiktas toks pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM	PVM	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur su PVM	Suma, Eur be PVM	Suma, Eur su PVM	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas
1.	Vaakuminiai mėgintuvėliai, tinkantys automatiniam eritrocitų nusėdimo greičio matavimo prietaisui	8500	vnt	0,26	5%	0,2730	2210,00	2320,50	Panaudai siūlome gamintojo GREINER BIO-ONE ENG analizatorių SRS20/II; Greiner Bio-One, vak.mėgintuvėlis 1,5 ml ENG, 729073.
Bendra pirkimo dalies kaina:							2210,00	2320,50	

Panaudos laikotarpiu prietaiso profilaktika ir remontas atliekami panaudos Davėjo sąskaita.

Prietaiso bukletas pridedamas (žiūrėkite SRS 20/II specifikaciją).



Jūsų teltas į geresnę diagnostiką

Pagarbiai,
vadybininkas
Remigijus Gegelevičius

UAB DIAMEDICA

Gėlių g. 2, Avižienių kaimas, LT-14184 Vilniaus raj. savivaldybė, Lietuva

Telefonas: +370 52790080

Mob. telefonas: +370 650 13237

Faksas: +370 52107286

El. paštas: remigijus@diamedica.lt

www.diamedica.lt

3 priedai (-ų)

Accu-Sed (kontrolė EN).pdf
168K

Accu-Sed (kontrolė LT).docx
108K

980082_BSG_rev04_1110_e_small[1].pdf
401K

Normalaus ir nenormalaus ENG kontrolės rinkinys

Produkt nr. ACC90-099

In vitro diagnostiniam naudojimui

Numatomas naudojimas

Accu-Sed Plus ENG kontrolės yra viso kraujo nuorodinės kontrolės medžiagos, skirtos pacientų eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) procedūrų stebėjimui. Accu-Sed Plus ENG kontrolės padeda stebėti techniką ir aplinkos, fizikinius bei mechaninius faktorius, pvz., kambario temperatūrą, mėgintuvėlių padėtį ir vibraciją.

Santrauka

Galiojanti laboratorinė praktika reikalauja naudoti stabilias nuorodines medžiagas, kad būtų patikrintas testavimo įrangos ir procedūrų tikslumą ir preciziškumą. Accu-Sed Plus ENG kontrolės galima naudoti per nusėdimo greičio procedūras naudojant antikoaguliuotą visą kraują.

Reagentai

Produktų skaičius: 2x8.5 ml normalaus ENG kontrolės
2x8.5 ml nenormalaus ENG kontrolės

Normalaus ir nenormalaus ENG kontrolėse yra stabilizuotų žmogaus raudonųjų kraujo kūnelių buferiniame, bakteriostatiname ir fungistatiname skystyje.

Perspējimai ir atsargumo priemonēs

In vitro diagnostiniam naudojimui.

ATSARGIAI: Dirbkite su Accu-Sed Plus ENG kontrolėmis ir visais žmogaus kraujo produktais taip, tarsi jie galėtų pernešti infekcines medžiagas. Dirbdami su Accu-Sed Plus ENG kontrolėmis ir žmogaus mėginiais, naudokite galiojančios laboratorinės praktikos linijos vadovus. Nelašinkite burna; nevalgykite, negerkite ir nevartokite kosmetikos tose vietose, kur dirbama su mėginiais. Nedelsdami išvalykite išsipylusius produktus su 0.5 proc. natrio hipochlorito tirpalu. Išpilkite kontroles taip, tarsi jose būtų infekcinių medžiagų.

Reagentų paruošimas

Accu-Sed Plus ENG kontrolės yra tiekiamos paruoštos naudojimui. Atstatymas nereikalingas.

Reagentų laikymas ir stabilumas

Nenaudokite Accu-Sed Plus normalaus ar nenormalaus ENG kontrolių pasibaigus jų galiojimo laikui.

Stabilumas	Laikymas	Naudojimas
Neatidarius:	2-30°C, nešaldykite, saugokite nuo šviesos.	Iki galiojimo laiko pabaigos.
Atidarius buteliuką:	18-30°C	31 dieną

Gedimo požymiai

Jeigu kontrolės rezultatai neįeina į specifikuotą bandymo intervalą, išmeskite buteliuką ir paimkite kitą.

Tiekiamos medžiagos

2x8.5 ml Accu-Sed Plus normalaus ENG kontrolė

2x8.5 ml Accu-Sed Plus nenormalaus ENG kontrolė