



Zubehör für die Hochfrequenzchirurgie
Accessories for electrosurgery
Accesorios para la electrocirugía
Accessoires électrochirurgicaux
Accessori per elettrochirurgia

Accessories for Electrosurgery

6

Anschlusskabel und Adapter
Connection cables and adapter
Cables de conexión y adaptadores
Câbles de raccordement et adaptateurs
Cavi di connessione e adattatori





Pozicija 50

Instrumente
 Instruments
 Instrumentos
 Instruments
 Strumenti

Europäischer Flachstecker, rund
 European flat plug, round
 Enchufe plano para Europa, redondo
 Fiche plate européenne, ronde
 Spina piatta europea, rotonda

max. 600 V_p

max. 850 V_p

Geräte
 Units
 Equipos
 Appareils
 Apparecchi

KLS Martin
 Berchtold
 Aesculap



1/3

80-287-33-04
 3 m/10 ft.

80-287-53-04
 5 m/16 ft.

maXium® e
 Erbe ICC
 Erbe ACC
 Erbe VIO



80-286-30-04
 3 m/10 ft.

80-286-50-04
 5 m/16 ft.



80-291-40-04
 4 m/13 ft.

maXium® i
 maXium® e
 ME MB 2 i
 ME MB 3 i
 Valleylab




80-287-89-04
 3 m/10 ft.

80-287-90-04
 5 m/16 ft.

80-293-40-04
 4 m/13 ft.

Codman
 Valleylab



80-287-72-04
 5 m/16 ft.

Laido jungtis su instrumentu (elektrodu) - Europinio tipo, jungtis su AD generatoriumi - pritaikyta ligoninės operacinėje naudojamam aparatui. Laido ilgis 3,0 m.



mit geradem Stecker
 with straight plug
 con clavija recta
 avec fiche droite
 con spina diritta



mit abgewinkeltem Stecker
 with angled plug
 con clavija acodada
 avec fiche coudée
 con spina piegata



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der separaten Broschüre.

For further information please refer to our separate product brochure.

Encontrará informaciones adicionales en el folleto individual.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la brochure.

Per ulteriori informazioni vedasi il prospetto separato.

Pozicija 50

Instrumente
Instruments
Instrumentos
Instrumentis
Strumenti

Europäischer Flachstecker
European flat plug
Enchufe plano para Europa
Fiche plate européenne
Spina piatta europea

Europäischer Flachstecker
European flat plug
Enchufe plano para Europa
Fiche plate européenne
Spina piatta europea

Karl Storz

Geräte
Units
Equipos
Appareils
Apparecchi

KLS Martin
Berchtold
Aesculap



80-287-33-04
3 m/10 ft.
max. 600 V_p

80-287-53-04
5 m/16 ft.
max. 600 V_p

maXium® e
Erbe ICC
Erbe ACC
Erbe VIO



80-286-30-04
3 m/10 ft.
max. 600 V_p

80-286-50-04
5 m/16 ft.
max. 600 V_p


maXium® i
maXium® e
ME MB 2 i
ME MB 3 i
Valleylab



80-287-89-04
3 m/10 ft.
max. 600 V_p


80-287-90-04
5 m/16 ft.
max. 600 V_p

Codman
Valleylab




80-287-72-04
5 m/16 ft.
max. 600 V_p


Codman
Valleylab
NON-CE



80-287-70-04
5 m/16 ft.
max. 600 V_p



80-291-40-04
4 m/13 ft.
max. 850 V_p



80-287-60-04
4 m/13 ft.
max. 600 V_p



80-287-42-04
3 m/10 ft.
max. 600 V_p

80-286-40-04
4 m/13 ft.
max. 850 V_p

80-286-60-04
4 m/13 ft.
max. 600 V_p


80-293-40-04
4 m/13 ft.
max. 850 V_p

80-288-60-04
4 m/13 ft.
max. 600 V_p

80-287-44-04
3 m/10 ft.
max. 600 V_p

4

Bipolares Instrumentarium
Bipolar instruments
Instrumentos bipolares
Instruments bipolaires
Strumenti bipolari



Bipolare Pinzetten, nonStick red
 Bipolar forceps, nonStick red
 Pinzas bipolares, nonStick red
 Pincès bipolaires, nonStick red
 Pinze bipolarari, nonStick red

nonStick red

Modellvielfalt

Alle gängigen Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen

Variety of models

All common dimensions for different applications

Diversidad de modelos


Todas las dimensiones habituales para diferentes aplicaciones

De nombreux modèles

Toutes les dimensions courantes pour applications diverses

Molteplicità di modelli

Tutte le dimensioni di uso comune per le diverse applicazioni



Pinzettenspitzen

- Polierte Edelmetallspitzen
- Kein Anhaften von Gewebe

The tips of the forceps

- Polished noble metal tips
- No tissue sticking to the tips

Las puntas de la pinza



- Puntas de metal noble pulidas
- Sin adherencias del tejido

Pointes de la pince

- Pointes polies en métal précieux
- Les tissus n'adhèrent pas aux pointes

Punte delle pinze

- Punte lucidate in metallo prezioso
- Nessuna adesione al tessuto



marSIGHT-Geometrie

- Maximale Sicht auf das OP-Feld
- Punktgenaues Fassen von Gewebe

marSIGHT geometry

- Maximum view of the surgical site
- High-precision grasping of tissue

Geometría marSIGHT


- Visibilidad máxima sobre el campo operatorio
- Aprisionado del tejido con precisión puntual


Géométrie marSIGHT

- Visibilité maximale sur le champ opératoire
- Saisie ponctuelle de tissu



Geometria marSIGHT

- Massima visibilità dal campo operatorio
- Afferraggio di alta precisione del tessuto







revolutionary ergonomic design




- Integrierte Pinzettenführung
- Integrated guiding mechanism
- Mecanismo de guiado integrado
- Mécanisme de guidage intégré
- Meccanismo di guida integrato

4



- Europäischer Flachpin-Stecker
- European flat-pin plug
- Clavija europea de pin plano
- Fiche européenne à broche plate
- Spina europea a pin piatto

- Ergonomische Grifffläche für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ergonomic handle surface prevents fatigue in the surgeon's hand
- La superficie ergonómica del mango evita la fatiga en la mano del cirujano
- Surface de la poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
- Superficie ergonomica dell'impugnatura per lavorare senza fatica



- Sichtoptimierte Schenkelgeometrie für die Anwendung unter dem OP-Mikroskop
- View-optimized shank geometry for applications under the operating microscope
- Geometría optimizada de las ramas en pro de la visibilidad para la aplicación bajo el microscopio quirúrgico
- Géométrie des branches optimisée pour une visibilité accrue sous le microscope opératoire
- Geometria delle branche a visibilità perfezionata per applicazione sotto il microscopio operatorio

Bipolare Pinzetten, nonStick red
 Bipolar forceps, nonStick red
 Pinzas bipolares, nonStick red
 Pincers bipolaires, nonStick red
 Pinze bipolari, nonStick red

nonStick red

revolutionary
 ergonomic
 design


max. 500 V_p

Bipolare Pinzetten, gerade
 Bipolar forceps, straight
 Pinzas bipolares, rectas
 Pincers bipolaires, droites
 Pinze bipolari, diritte

Spitzenbreite Tip width Ancho de la punta Largeur des pointes Larghezza delle punte	Länge Length Longitud Longueur Lunghezza	Artikel-Nr. Item No. N.º referencia Référence Codice articolo
---	--	---

marSIGHT

0,3 mm




spitz/pointed/puntiaguda/pointue/acuta

0,3 mm	12 cm/4 3/4"	80-982-12-04
0,3 mm	17 cm/6 3/4"	80-982-17-04
0,3 mm	20 cm/8"	80-982-20-04
0,3 mm	23 cm/9"	80-982-23-04

Pozicija 58

marSIGHT

0,6 mm




stumpf/blunt/roma/mousse/smussa

0,6 mm	12 cm/4 3/4"	80-984-12-04
0,6 mm	17 cm/6 3/4"	80-984-17-04
0,6 mm	20 cm/8"	80-984-20-04

Standard

1,0 mm




stumpf/blunt/roma/mousse/smussa

1,0 mm	12 cm/4 3/4"	80-986-12-04
1,0 mm	17 cm/6 3/4"	80-986-17-04
1,0 mm	20 cm/8"	80-986-20-04
1,0 mm	23 cm/9"	80-986-23-04

Standard

2,0 mm



stumpf/blunt/roma/mousse/smussa


2,0 mm	17 cm/6 3/4"	80-988-17-04
2,0 mm	20 cm/8"	80-988-20-04
2,0 mm	23 cm/9"	80-988-23-04
2,0 mm	30 cm/11 3/4"	80-988-30-04

Bipolinis pincetas, tiesus, darbinė dalis nelimpanti prie audinių. Darbinės dalies ilgis 8 mm, darbinės dalies galiuko plotis 0,6 mm. Rankena su judesio stabilizavimo mechanizmu, sutvirtinimo žiedas prie kabelio jungimo vietos, pinceto jungtis su kabeliu - Europinio tipo. Bendras instrumento ilgis 12,0 cm.

80-982-12-04
 12 cm/4 3/4"
 spitz, 0,3 mm
 pointed, 0,3 mm
 puntiaguda, 0,3 mm
 pointue, 0,3 mm
 acuta, 0,3 mm

Beispielabbildung
 Example illustration
 Ilustración a modo de ejemplo
 Illustration à titre d'exemple
 Figura di esempio

Instruments



ENT HNO · ORL Surgery




medicon
Instrumente
the art of surgery

**Wundhaken
Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori**

A6


Pozicija 34

Retraktorius Volkmann tipo. Darbinė dalis susideda iš keturių lankų lenktų pusiau aštrių smaigų. Smaigo gylis 10,0 mm. Darbinės dalies plotis 18,0 mm. Instrumento ilgis 22,0 cm.



10 mm 9 mm	13 mm	18 mm	28 mm
22 cm – 8¾"	22 cm – 8¾"	22 cm – 8¾"	22 cm – 8¾"
22.34.02	22.34.03	22.34.04	22.34.06
10 mm 9 mm	13 mm	18 mm	28 mm
22 cm – 8¾"	22 cm – 8¾"	22 cm – 8¾"	22 cm – 8¾"
22.34.52	22.34.53	22.34.54	22.34.56
10 mm 9 mm	13 mm	18 mm	28 mm
22 cm – 8¾"	22 cm – 8¾"	22 cm – 8¾"	22 cm – 8¾"
22.35.02	22.35.03	22.35.04	22.35.06

Volkmann







III CMF III SURGICAL III NEURO+SPINE

medicon®

Product data sheet - 06.20.05

29.08.2019

General Data			
Included in	Catalogues 450.00.00 (Kat. 12), 450.00.01 (HK), 450.00.02 (HK), 450.00.03 (HK neu), 450.00.35 (Kat. 15), 450.00.36 (ENT), 450.00.37 (ENT neu), 450.00.48 (Plastic), 450.00.57 (Plastic), 450.00.60 (Plastic neu),		
Last update	2018-05-15		
Title	Delicate tissue forceps		Pozicija 10
Article number	06.20.05	Author	Hudson-Ewald
Description	Delicate tissue forceps		
Length	12,5 cm - 5"	Weight	
		Diameter	
Properties	straight	Tip / Working end	1 x 2 teeth
Article link		Sales unit	
Accessories		Number / Size	
Complete picture		Detail images	
		Chirurginis pincetas Hudson-Ewald tipo. Darbinė dalis tiesi, 1x2 dantukai. Bendras ilgis 12,5 cm. 	
Quality management data			
Preparation instructions	MPK01		
Operation manuals	No operation manuals available.		
GTIN	4046826006938		
GMDN	62466		
Risk category EC	1		
UMDNS	14-257		
Net weight	0.0220		




III CMF III SURGICAL III NEURO+SPINE

medicon®

Product data sheet - 06.20.12

29.08.2019

General Data			
Included in	Catalogues 450.00.00 (Kat. 12), 450.00.01 (HK), 450.00.02 (HK), 450.00.03 (HK neu), 450.00.25 (Kat. 1), 450.00.30 (Kat. 8), 450.00.35 (Kat. 15), 450.00.36 (ENT), 450.00.37 (ENT neu), 450.00.40 (Kat. 5), 450.00.45 (Neuro), 450.00.48 (Plastic), 450.00.54 (OMF Instr), 450.00.57 (Plastic), 450.00.58 (Cranialis), 450.00.59 (Spinalis), 450.00.60 (Plastic neu), Brochures 451.03.70 (Nagata),		
Last update	2018-04-26		
Title	Delicate dressing forceps Pozicija 11		
Article number	06.20.12	Author	Adson
Description	Delicate dressing forceps		
Length	12 cm - 4 3/4	Weight	
		Diameter	
Properties	straight, serrated	Tip / Working end	
Article link		Sales unit	
Accessories		Number / Size	
Complete picture		Detail images	
		Anatominis pincetas Adson tipo. Darbinė dalis tiesi. Bendras ilgis 12,0 cm. 	
Quality management data			
Preparation instructions	MPK01		
Operation manuals	No operation manuals available.		
GTIN	4046826006945		
GMDN	62466		
Risk category EC	1		
UMDNS	14-257		
Net weight	0.0220		






III CMF III SURGICAL III NEURO+SPINE

medicon®

Product data sheet - 06.52.19

29.08.2019

General Data			
Included in	Catalogues 450.00.00 (Kat. 12), 450.00.01 (HK), 450.00.02 (HK), 450.00.03 (HK neu), 450.00.35 (Kat. 15), 450.00.36 (ENT), 450.00.37 (ENT neu), 450.00.45 (Neuro), 450.00.47 (Cardio), 450.00.53 (Cardio neu), 450.00.58 (Cranialis), 450.00.59 (Spinalis), Brochures 451.03.46 (Uro),		
Last update	2018-04-26		Pozicija 15
Title	Vascular Forceps		
Article number	06.52.19	Author	DeBakey "AT"
Description	Vascular Forceps, atraumatic, jaws 2.0 mm wide		
Length	20 cm - 8"	Weight	
		Diameter	
Properties	straight	Tip / Working end	2,0 mm
Article link		Sales unit	
Accessories		Number / Size	
Complete picture		Detail images	
		Atraumatinis pincetas DeBakey tipo. Darbinė dalis tiesi, galiuko plotis 2,0 mm. Instrumento ilgis 20,0 cm.  	
Quality management data			
Preparation instructions	MPK01		
Operation manuals	No operation manuals available.		
GTIN	4046826007683		
GMDN	62466		
Risk category EC	1		
UMDNS	14-257		
Net weight	0.0370		






III CMF III SURGICAL III NEURO+SPINE

medicon®

Product data sheet - 29.83.72

29.08.2019

General Data			
Included in	Catalogues 450.00.00 (Kat. 12), 450.00.01 (HK), 450.00.02 (HK), 450.00.03 (HK neu), 450.00.50 (Ortho), 450.00.57 (Plastic), 450.00.60 (Plastic neu), 450.00.63 (Ortho),		
Last update	2017-11-28		
Title	Sharp Curette, oval		Pozicija 14
Article number	29.83.72	Author	Jansen
Description	Sharp Curette, oval		
Length	14,5 cm	Weight	
		Diameter	
Properties		Tip / Working end	3 + 4 mm, angled, double-ended
Article link		Sales unit	
Accessories		Number / Size	
Complete picture		Detail images	
		Kiuretė Jansen tipo, dvipusė. Darbinės dalys ovalo formos. Vienos pusės darbinės dalies plotis 3,0 mm, kitos 4,0 mm. Bendras instrumento ilgis 14,5 cm. 	
Quality management data			
Preparation instructions	MPK01		
Operation manuals	No operation manuals available.		
GTIN	4046826042370		
GMDN	31335		
Risk category EC	1		
UMDNS	11-084		
Net weight	0.0260		



III CMF III SURGICAL III NEURO+SPINE

medicon®

Product data sheet - 47.30.08

29.08.2019

General Data			
Included in	Catalogues 450.00.00 (Kat. 12), 450.00.01 (HK), 450.00.02 (HK), 450.00.03 (HK neu), 450.00.25 (Kat. 1), 450.00.35 (Kat. 15), 450.00.36 (ENT), 450.00.37 (ENT neu), Single sheets 451.06.90 (Cristaca),		
Last update	2018-04-16		
Title	Round Bowl		Pozicija 16
Article number	47.30.08	Author	
Description	Round Bowl, Solution Bowls, 18/8 stainless steel		
Length		Weight	
		Diameter	
Properties	80 x 35 mm, 0,1 l	Tip / Working end	
Article link		Sales unit	
Accessories		Number / Size	
Complete picture		Detail images	
		Metalinis indas iš 18/8 markės nerūdijančio plieno, apvalios formos. Indo talpa 0,1 l.	
Quality management data			
Preparation instructions		MPK01	
Operation manuals		No operation manuals available.	
GTIN		4046826050818	
GMDN		42893	
Risk category EC		1	
UMDNS		15-561	
Net weight		0.0320	

Dental- und Oralchirurgie
Dental and Oral Surgery
Cirugía dental y oral
Chirurgie dentaire et orale
Chirurgia dentale e orale





Surgical Innovation is our Passion

Zahnzangen, Englische Form, Oberkiefer

Extracting forceps, English pattern, upper jaw

Fórceps dentales, forma inglesa, mandibula superior

Daviers, forme anglaise, mandibule supérieure

Pinze per estrazione, forma inglese, mascella superiore

Pozicija 1

Replės dantų rovimui.
Darbinė dalis tiesi, plotis 4,6 mm. Skirtos viršutinio žandikaulio lateraliniais kandžiams ir kapliams rauti.

6,1 mm

4,6 mm

1/4

40-002-00-07

Fig. 2

Seitliche Schneidezähne und Prämolaren
Incisors and bicuspid
Incisivos y premolares
Incisives et prémolaires
Denti incisivi laterali e denti premolari

Pozicija 2

Replės dantų rovimui.
Darbinė dalis lenkta į viršų, plotis 4,6 mm. Skirtos viršutinio žandikaulio kapliams rauti.

4,6 mm

1/4

40-007-00-07

Fig. 7

Prämolaren
Bicuspid
Premolares
Prémolaires
Denti premolari

Pozicija 4

7,6 mm

7,6 mm

1/4

40-017-00-07

Fig. 17

Molaren, rechts
Molars, right
Molares, derecho
Molaires, droit
Denti molari, destra

Pozicija 5

7,6 mm

1/4

40-018-00-07

Fig. 18

Molaren, links
Molars, left
Molares, izquierdo
Molaires, gauche
Denti molari, sinistra

Pozicija 3

6,1 mm

1/4

40-001-00-07


Fig. 1

Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisivos y caninos
Incisives et canines
Denti incisivi e denti canini

Replės dantų rovimui. Darbinė dalis tiesi, plotis 6,1 mm. Skirtos viršutinio žandikaulio centriniams kandžiams ir iltiniams dantims rauti.

Replės dantų rovimui.
Darbinė dalis lenkta į viršų, plotis 7,6 mm. Skirtos viršutinio žandikaulio dešinės pusės krūminiams dantims rauti.


Replės dantų rovimui. Darbinė dalis lenkta į viršų, plotis 7,6 mm. Skirtos viršutinio žandikaulio kairės pusės krūminiams dantims rauti.



40-41

Pozicija 6

Replės dantų rovimui. Darbinė dalis lenkta į viršų, plotis 7,6 mm. Skirtos viršutinio žandikaulio kairės ir dešinės pusių krūminiams dantims rauti.




40-018-01-07

Fig. 18 A

Molaren
Molars
Molares
Molaires
Denti molari

Pozicija 7


Replės dantų rovimui. Darbinė dalis tiesi, plotis 3,2 mm. Skirtos viršutinio žandikaulio centriniams ir šoniniams kandžiams bei šaknims rauti.



40-029-00-07

Fig. 29

Wurzeln und Schneidezähne
Roots and incisors
Raíces y incisivos
Racines et incisives
Radici e denti incisivi



40-034-00-07

Fig. 34 N


Schneidezähne und Prämolaren, tiefgreifend

Incisors and bicuspid, deep-gripping

Incisivos y premolares, a gran calado

Incisives et prémolaires, à attaque profonde

Denti incisivi e denti premolari, profondo



40-035-00-07

Fig. 35 N


Schneidezähne und Prämolaren, tiefgreifend

Incisors and bicuspid, deep-gripping

Incisivos y premolares, a gran calado

Incisives et prémolaires, à attaque profonde

Denti incisivi e denti premolari, profondo



40-049-00-07

Fig. 49

Wurzeln, sehr fein
Roots, very fine
Raíces, muy delgadas
Racines, très fines
Radici, molto fini


Zahnzangen, Englische Form, Oberkiefer

Extracting forceps, English pattern, upper jaw

Fórceps dentales, forma inglesa, mandibula superior

Daviers, forme anglaise, mandibule supérieure

Pinze per estrazione, forma inglese, mascella superiore



Pozicija 8

Replės dantų šaknų rovimui. Darbinė dalis lenkta į viršų, plotis 3,3 mm. Skirtos viršutinio žandikaulio dantų šaknims rauti.

40-051-00-07

Fig. 51

Wurzeln
Roots
Raíces
Racines
Radici

40-051-01-07


Fig. 51 A

Wurzeln
Roots
Raíces
Racines
Radici

40-051-03-07

Fig. 51 C

Wurzeln
Roots
Raíces
Racines
Radici



Pozicija 9

40-067-00-07

Fig. 67

Weisheitszähne
Third molars
Terceros molares
Troisièmes molaires
Denti del giudizio

40-067-01-07

Fig. 67 A

Weisheitszähne
Third molars
Terceros molares
Troisièmes molaires
Denti del giudizio

40-067-02-07

Fig. 67 N

Weisheitszähne, tiefgreifend
Third molars, deep-gripping
Terceros molares, a gran calado
Troisièmes molaires, à attaque profonde
Denti del giudizio, profondo

Replės dantų rovimui, angliškas modelis. Darbinė dalis lenkta į viršų, plotis 6,9 mm. Skirtos viršutinio žandikaulio dešinės ir kairės pusių protiniams dantims rauti.

Zahnzangen, Englische Form, Unterkiefer

Extracting forceps, English pattern, lower jaw


Fórceps dentales, forma inglesa, mandíbula inferior

Daviers, forme anglaise, mandibule inférieure

Pinze per estrazione, forma inglese, mascella inferiore

Pozicija 12

Replės dantų rovimui. Darbinė dalis tiesi, lenkta į šoną. Skirtos apatinio žandikaulio dešinės ir kairės pusių kandžiams bei iltiniams dantims rauti.




40-004-00-07

Fig. 4

Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisivos y caninos
Incisives et canines
Denti incisivi e denti canini

Pozicija 10

Replės dantų rovimui. Darbinė dalis tiesi, stipriai lenkta į šoną, plotis 4,5 mm. Skirtos apatinio žandikaulio dešinės ir kairės pusių kapliams rauti.




40-013-00-07

Fig. 13

Prāmolarėn
Biscuspids
Premolares
Prémolaires
Denti premolari

Pozicija 11

Replės dantų rovimui. Darbinė dalis tiesi, stipriai lenkta į šoną, plotis 6,7 mm. Skirtos apatinio žandikaulio dešinės ir kairės pusių krūminiams dantims rauti.



40-022-00-07

Fig. 22

Molaren
Molars
Molares
Molaires
Denti molari



40-023-00-07

Fig. 23

Molaren, rechts
Molars, right
Molares, derecho
Molaires, droit
Denti molari, destra



40-024-00-07


Fig. 24

Molaren, links
Molars, left
Molares, izquierdo
Molaires, gauche
Denti molari, sinistra



Pozicija 13

Replės dantų šaknų rovimui. Darbinė dalis tiesi, stipriai lenkta į šoną, plotis 3,3 mm. Skirtos apatinio žandikaulio dantų šaknų rovimui.



40-033-01-07

Fig. 33 A

Wurzeln, schlankes Maul
Roots, slender jaw
Raíces, boca delgada
Racines, avec un bec très fin
Radici, morso delicato

40-033-03-07

Fig. 33 C

Wurzeln, mit Haftprofil
Roots, with anti-slip gripping surface
Raíces, con superficie de adhesión
Racines, à surface antiglissante
Radici, con profilo adesivo

40-033-00-07


Fig. 33

Wurzeln
Roots
Raíces
Racines
Radici

40-033-06-07

Fig. 33 M

Wurzeln, schlankes Maul
Roots, slender jaw
Raíces, boca delgada
Racines, avec un bec très fin
Radici, morso delicato



Pozicija 14

Replės dantų ir šaknų rovimui. Darbinė dalis tiesi, lenkta į šoną, plotis 3,1 mm. Skirtos apatinio žandikaulio dešinės ir kairės pusių kandžių bei apatinio žandikaulio dantų šaknų rovimui.

40-41



40-073-00-07

Fig. 73


Molaren
Molars
Molares
Molaires
Denti molari



40-074-00-07

Fig. 74

Schneidezähne und Wurzeln
Incisors and roots
Incisivos y raíces
Incisives et racines
Denti incisivi e radici



40-074-06-07

Fig. 74 N

Schneidezähne und Wurzeln
Incisors and roots
Incisivos y raíces
Incisives et racines
Denti incisivi e radici



40-074-07-07

Fig. 74 XN

Schneidezähne und Wurzeln, schlankes Maul
Incisors and roots, slender jaw
Incisivos y raíces, boca delgada
Incisives et racines, avec un bec très fin
Denti incisivi e radici, morso delicato



40-075-00-07

Fig. 75

Eckzähne und Prämolaren
Cuspids and bicuspid
Caninos y premolares
Canines et prémolaires
Denti canini e denti premolari

Zahnzangen, Englische Form, Unterkiefer

Extracting forceps, English pattern, lower jaw


Fôrceps dentales, forma inglesa, mandibula inferior

Daviers, forme anglaise, mandibule inférieure

Pinze per estrazione, forma inglese, mascella inferiore

Pozicija 15


Replės dantų rovimui.
Darbinė dalis lenkta į viršų,
plotis 7,4 mm. Skirtos
apatinio žandikaulio
dešinės ir kairės pusių
protinių dantų rovimui.



40-079-01-07

Fig. 79 A


Weisheitszähne
Third molars
Terceros molares
Troisième molaires
Denti del giudizio



40-079-02-07

Fig. 79 N


Weisheitszähne, tiefgreifend
Third molars, deep-gripping
Terceros molares, a gran calado
Troisième molaires, à attaque profonde
Denti del giudizio, profondo



40-086-01-07

Fig. 86 A

Molaren mit kariösen oder abgebrochenen Kronen
Molars with carious or broken caps
Molares con coronas rotas o cariadas
Molaires avec couronnes cariées ou cassées
Denti molari con corone cariate o spezzate



40-086-02-07



Fig. 86 B

Molaren mit kariösen oder abgebrochenen Kronen
Molars with carious or broken caps
Molares con coronas rotas o cariadas
Molaires avec couronnes cariées ou cassées
Denti molari con corone cariate o spezzate


40-079-00-07

Fig. 79


Weisheitszähne
Third molars
Terceros molares
Troisième molaires
Denti del giudizio




Seldin
42-034-00-07
Fig. 34




Seldin
42-034-09-07
Fig. 34 S




Cryer
42-039-00-07
Fig. 39



Cryer
42-040-00-07
Fig. 40




Flohr
42-046-00-07
Fig. 46




42-050-00-07
Fig. 50


Šaknies elevatorius Flohr tipo.
Darbinė dalis tiesi, plotis 3,0 mm.



42-051-00-07
Fig. 51



Lindo-Levian
42-200-01-07
Fig. 1



Lindo-Levian
42-200-03-07
Fig. 3



42-034-00-07 -
42-200-03-07

Wurzelheber

Root elevators

Elevadores para raíces

Elévateurs de racines

Leve per radici


Wurzelheber

Root elevators

Elevadores para raíces

Elévateurs de racines


Leve per radici



42

Pozicija 17

Šaknies elevatorius
Apical tipo. Darbinė dalis
lenkta, plotis 3,2 mm.




Apical
42-301-00-07
Fig. 301

Apical
42-302-00-07
Fig. 302

Pozicija 18

Šaknies elevatorius Apical-
Flohr tipo. Darbinė dalis
lenkta, plotis 3,2 mm.




Apical-Flohr
42-303-00-07
Fig. 303


Apical
42-304-00-07
Fig. 304



Apical
42-311-00-07
Fig. 46 R



Coleman
42-405-01-07
Fig. 1



Coleman
42-405-02-07
Fig. 2 L



Coleman
42-405-03-07
Fig. 3 R



42-301-00-07 -
42-405-03-07