

UAB Medicina practica laboratorija taikomos analičių norminės vertės (papildomas failas)

1.2. Koprograma (išmatų tyrimas)

Analitė	Reiškimo vienetai	Norminiai dydžiai
Reakcija paslėptam kraujui		Neigiama
Koprograma Raumeninės skaidulos: pakitusios nepakitusios	Balai	1 0 - 1
Narveliena : suvirškinamoji nesuvirškinamoji	Balai	0 – 1 1
Krakmolai: ląstelėje ne ląstelėje	Balai	0 – 1 0 – 1
Riebalai: neutralūs riebiosios rūgštys muilai	Balai	0 – 1 0 – 1 0 - 1
Jodofilinė flora	Balai	0 - 1
Gleivės	Preparate	Nerasta
Žarnų epitelis	Reg. lauke	0 – 2
Leukocitai	Reg. lauke	Nerasta
Eritrocitai	Reg. lauke	Nerasta
Kristalai	Balai	Nerasta
Grybeliai	Preparate	Nerasta
Pirmuonys, jų cistos	Preparate	Nerasta
Kirminų kiaušinėliai	Preparate	Nerasta

1.3. Šlapimo nuosėdų mikroskopinis tyrimas

Analitė	Reiškimo vienetai	Lytis	Norminiai dydžiai
Plokščias epitelis	Preparate	Vyrams Moterims	Pavieniai 2 balai
Pereinamasis epitelis	Preparate		Pavieniai
Inkstinis epitelis	Preparate		Nėra
Leukocitai	Preparate	Vyrams Moterims	Iki 2 Iki 5
Eritrocitai Nepakitę Pakitę	Preparate		Pavieniai Nėra
Hialininiai cilindrai	Preparate		Pavieniai
Grūdėti, vaškiniai, epiteliniai cilindrai	Preparate		Nėra
Gleivės	Balai		1
Bakterijos	Balai		Nėra
Uratai (amorfiniai)	Balai		Pavieniai
Oksalatai	Balai		Pavieniai
Fosfatai (tripelfosfatai)	Balai		Nėra
Šlapimo rūgšties kristalai	Balai		Nėra
Grybeliai	Preparate		Nėra
Trichomonas	Preparate		Nėra

1.4. Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukograma)

Analitė	Norminiai dydžiai
Bazofilai	0-1 %
Eozinofilai	1-5 %
Mielocitai	0 %
Metamielocitai	0 %

Neutrofilai lazdeliniai	Suaugusiems 0-5 % 0 d. – 1 sav.: 3-12 % 2 sav. – 3 metų: 1-8 % 4 m. – 13 m.: 1-6 %
Neutrofilai segmentuoti	Suaugusiems 50-72 % 0 d. – 1 sav.: 30-60 % 2 sav. – 3 metų: 15-35 % 4 m. – 13 m.: 30-60 %
Limfocitai	Suaugusiems 19-37 % 0 d. – 1 sav.: 25-35 % 2 sav. – 3 metų: 45-75 % 4 m. – 13 m.: 35-55 %
Monocitai	Suaugusiems 3-10 % 0 d. – 1 sav.: 2-7 % 2 sav. – 3 metų: 3-11 % 4 m. – 13 m.: 3-10 %
Promielocitai	0 %
Blastai	0 %
Normocitai	0 %
Kita	

2.3. Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas

Analitė	Matavimo vienetai	Norminiai dydžiai
SG – santykinis tankis		1.005 – 1.020
Ph – reakcija		5 - 7
PRO – baltymas	g / l	Nėra
GLU – gliukozė	mmol / l	Nėra
KET – ketonai	mmol / l	Nėra
NIT – bakterijos		Nėra
URB – urobilinogenas	μmol / l	Nėra
BIL – bilirubinas	μmol / l	Nėra
LEU – leukocitai	Leu / μl	0-10
BLD - eritrocitai	Ery / μl	Vyrams: nėra Moterims: 0 – 5

2.30. SPA/INR (p) Protrombino aktyvumas

Protrombino laiko tyrimas (SPA/INR) (Owrenio metodu)	SPA (Protrombinas) Tarptautinis normalizuotas santykis TNS (<i>angl. INR</i>): Suaugusių (nuo 16 metų): Naujagimių/vaikų: 1 dienos 3 dienų 1-12 mėnesių 1-5 metų 6-10 metų 11-16 metų	70 - 130 % (terapinis intervalas 15 – 25 %) 0.88 - 1.20 (terapinis intervalas mažo intensyvumo 2.0–3.0; vidutinio intensyvumo 2.5–3.5; didelio intensyvumo 3.5–4.5) 1.15 – 1.35 1.05 – 1.35 0.86 – 1.22 0.92 – 1.14 0.87 – 1.20 0.97 – 1.30
---	--	---

2.31. Aktyvinto dalinio tromblastino laiko ADTL nustatymas

Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (ADTL)	Suaugusių (nuo 16 metų):	26 – 40 s
	Naujagimių/vaikų:	
	1 dienos	34.3 – 44.8 s
	3 dienų	29.5 – 42.2 s
	1-12 mėnesių	35.1 – 46.3 s
	1-5 metų	33.6 – 43.8 s
	6-10 metų	31.8 – 43.7 s
	11-16 metų	33.9 – 46.1 s

4. Moters lyties organų išskyrų mikroskopinis tyrimas

Analitė	Reiškimo vienetai	Lytis	Norminiai dydžiai
Intraląsteliniai diplokokai	Preparate		Nėra
Leukocitai	Preparate	Moterims Vyrams	V – iki 20 C – iki 10 U – iki 10 U – iki 5
Epitelis Plokščias Endocervikalinis Pereinamasis	Balai		V – 1-2; U - 1 C – 1 U – 1
Mikroflora Laktobacilos Gram (+) lazdelės Gram (-) lazdelės Kokinė	Balai	Menopauzėje	3 1 1 1
Trichomonos dažytame preparate	Preparate		Nėra
Grybai (sporos, micelis)	Preparate		Nėra
Gardnerelos (indikatorinės ląstelės)	Preparate		Nėra
Gleivės	Balai		Iki 1
Kita			