

HAGER & WERKEN

Mirafluor-Gel braškių sk. 1 x 250 ml

Fluoro gelis intensyviai karieso profilaktikai. Padidina emalio atsparumą rūgštims. Mažina apnašų susidarymą. Pagreitina remineralizaciją. Braškių skonio.

Pakuotės dydis: 1 x 250 ml

Prekės nr: 49129700

Gamintojo kodas: 605801

Gamintojas: Hager & Werken

Produktas: H & W Mirafluor gels

1.1 dalis



1.2 dalis



1.3 dalis



vOCO Bifluorid 10 - bottle 4 g + solvent bottle 10 ml

fluoride varnish for the treatment of dental hypersensitivity

Brand: VOCO

Article number: 1615

In stock: 5+ pc(s)

1.4 dalis



3 pirkimo dalis

	BlancOne CLICK	BlancOne TOUCH	BlancOne ULTRA+
Pakuotės tipas	Greitas balinimas po dantų higienos procedūros	Kosmetinis intensyvus balinimas	Medicininis intensyvus balinimas
Veiklioji medžiaga	Carbamide Peroxide CP 16% (6% vandenilio peroksidas) 	Carbamide Peroxide CP 16% (6% vandenilio peroksidas) 	Hydrogen Peroxide HP 35% 
Procedūros laikas	1 ciklas - 10 minutes*	4 ciklai po 5 minutes*	3 ciklai po 8 minutes*
Dantys pašviesėja	4-5 atspalviais VITA classic	5-7 atspalviais VITA classic	8-10 atspalvių VITA classic
Procedūrą rekomenduojama kartoti	Po 2-4 mėnesių	Po 6-12 mėnesių	Po 18-24 mėnesių
Kiekis	10 x1 ml +priedai	3 x 4ml	3x1 ml+ priedai (dantenų apsauga)

4 pirkimo dalis

**Prophylaxis Cups
(RA)**

1.500

100




Spritzschutz
Spray guard
Protection contre la projection

L mm	9,0	9,0	9,0
Size $\varnothing 1/10$ mm	060	060	060
Order No.	1240RA	1241RA	1242RA
ISO No. 020 204...	034 500 060	034 400 060	034 600 060
Hardness	medium	soft	hard



5 pirkimo dalis



Dürr Dental

Lunos Prophylactic Powder Gentle Clean

variant *

Neutral

Select option...

Mint

Neutral

Orange

Wild Berry

Available from stock

Item No. 13820

Article No. Manufacturer CPZ610A2250

Prophylactic powder for supragingival cleaning and removal of discoloration. Innovative abrasive body trehalose, grain size approx. 65 µm

7.1 pirkimo dalis



Clinpro™ sealant is pink when applied to the tooth surface, and changes to an opaque off white colour when exposed to light. The pink color helps the dental professional with the accuracy and amount of material placed during the sealant procedure

Colour-change technology to visualise placement

Contains and releases fluoride

[View more details](#)

Zircate Prophy Paste poliravimo pasta, DENTSPLY, 170 g



7.2 pirkimo dalis

Valymo ir poliravimo pasta su cirkonių yra ypač tinkama švelniam ir efektyviam valymui bei poliravimui.

7.3 pirkimo dalis



Simplee Etching Gel 36%

Phosphoric acid etching gel for the conditioning of dental enamel and dentine in the dental field. Etching gel is a 36% phosphoric acid etching gel with optimal thixotropic flow characteristics. It is used for etching tooth substance within the framework of the enamel etching technique and total-etch technique

Simplee Etching Gel 36%, 20 x 1,4 ml, 25 pcs. Applicator tips


156 115

Top Dent Propy paste

TOP DENT

Prophy paste with mint taste and 0,2%NaF. Tube 95g=70ml.

		Art nr
RDA 120 red fine	st	731 040
RDA 170 green medium	st	731 041
RDA 250 blue coarse	st	731 042



8.1 pirkimo dalis

Cleanic™ Prophylaxis

One-Step prophy paste with perlite

8.2 pirkimo dalis

Cleanic is the only one step prophy-paste that guarantees your patient outstanding cleaning & polishing results with low abrasion of enamel and dentine in a one-step procedure. That's because of the clinically proven integrated abrasion variability of natural perlite particles.

Cleaning prophy paste is available in tube / single doses or Jar/Cartridge:

- Tube: three tastes (Mint, Green Apple and Berries) and a Light version without flavouring substances and artificial colourants
- Single doses in Mint flavour with fluoride
- Jar/Cartridge in Mint flavour with and without fluoride

Recommended application with **Pro-Cups** and **Paste carriers**

RDA: 21

Cleanic™ Single Dose with fluoride



3340

Cleanic™ Single Dose with fluoride

Contents: 200 x prophy paste individual 2g portions; 3 x Ring Pots. Contains 0.10% fluoride (NaF)

9.1 pirkimo dalis



9.2 pirkimo dalis

Embrace™ Varnish

Fluoro ir mineralų lakas



PULPDENT
DENTAL INNOVATION SINCE 1947

- Sudėtyje yra 17,6% ksilitolio, 5% natrio fluorida (atitinka 22600 ppm – 22,6 mg fluoro/ml), kalcio ir fosfato
- Ksilitolio danga neleidžia kalcio ir fosfato druskoms reaguoti, kol jos nesusiliečia su seilėmis. Seilės ištirpdo ksitolį, išsiskiria kalcio ir fosfato jonai, kurie reaguoja su seilėse esančiais fluoro jonais. Taip susidaro apsauginis fluorapatito sluoksnis ant dantų

12.1 pirkimo dalis

everX Flow

Short-fibre reinforced flowable composite for dentin replacement



everX Flow is a short-fibre reinforced flowable composite indicated for dentin replacement in direct restorations (together with a conventional composite as enamel layer), and for core build-up.

Thanks to the short fibres it contains, everX Flow efficiently reinforces restorations and displays an exceptionally high fracture toughness. Fibres also help to redirect cracks and avoid catastrophic failures, which makes everX Flow an optimal material to use in weakened or cracked teeth, for instance after amalgam removal.

14.1 pirkimo dalis

M+W SELECT PROVISO

40 g, ←

Paruošta naudojimui, savaime kietėjanti laikina plomba cinko sulfato pagrindu. Gera tiksotropija, leidžianti puikiai prisitaikyti prie ertmės sienelės. Greitai kietėja burnoje, be eugenolio, didelis atsparumas kramtymo jėgoms, su fluoru.

Galimi 3 galutiniai kietumo lygiai:

Pilka (minkšta)

Raudona (kieta)

Balta (vidutinė)





14.2 pirkimo dalis

DuoTEMP is a dual-cured, eugenol-free, white temporary filling material formulated from zinc oxide/zinc sulphate for optimal protection from the infiltration of bacteria. DuoTEMP is one of the first all-in-one temporary filling materials that can be cured using both light and saliva. This solution delivers greater flexibility, allowing the patient to immediately resume normal daily activities. DuoTEMP also contains a pleasant flavor that keeps the dentist and patient smiling.

► Double security

• Dual-cure

After only 40 s of light curing, the patient can immediately load the material. Afterwards, DuoTEMP will continue to completely self-cure on its own with saliva.

• High marginal seal due to slight expansion

Reduces infiltration of bacteria

► One material with multiple indications

Reduces inventory and minimizes confusion

- Temporary fillings of class I and II cavities
- Temporary fillings for endodontic applications
- Temporary fillings for inlay / onlay preparations


► Natural tooth-like feeling

DuoTEMP's high surface hardness feels like a natural tooth to minimize irritation and maximize patient comfort.

► Additional benefits

- Contains zinc oxide and fluoride for additional protection
- Eugenol-free – no effect on the curing of composites
- Radiopaque

► Marginal Seal Comparison



Cross-sectioned extracted human molars were filled with cured DuoTEMP and then immersed in methylene blue dye to determine the marginal sealing properties. DuoTEMP demonstrated excellent sealing properties.

Source: internal data

* Not a trademark of Coltène/Whaledent

► Easy, time saving application



Ultra-Blend™ plus

DENTIN LINER AND PROTECTIVE BASE



Black Micro™ Tip



Black Mini™ Tip

- Bioactive¹ liner and pulp-capping material
- Superior calcium release
- Light curable
- Controlled, precise syringe delivery
- No mixing necessary
- Will not dissolve over time
- Radiopaque
- Highly filled
- Use to cover MTAFlow cement for pulp capping prior to restoration



Ultra-Blend plus **Dentin Syringe**

Ultra-Blend plus **Opaque White Syringe**

1,2 ml (1,64 g) syringes
10 x Black Micro tips

14.4 pirkimo dalis

TheraCal LC®

TheraCal LC is a light-cured, resin-modified calcium silicate. Its unique apatite stimulating ability makes it ideal for direct and indirect pulp capping and as a protective liner.

