


T4K® aparatas (treineris)

7 pirkimo dalis

Šalina dantų susigrūdimo ir prasto žandikaulių vystymosi priežastis, koreguodamas žalingus burnos įpročius.



Dantų vagelės lygina priekinius dantis

Liežuvio kilpelė treniruoja liežuvio raumenį

Lūpų dygliukai treniruoja apatinę lūpą



Visus MRC trenerių sistemos aparatus reikia nešioti 1 valandą dienos metu ir nakties miego metu.

591020	<i>piece</i>
591025	<i>piece</i>

T4K TRAINER FOR KIDS™ SOFT SILC. GREEN

T4K TRAINER FOR KIDS™ SOFT SILC. BLUE

591035	<i>piece</i>
591000	<i>piece</i>

T4K TRAINER FOR KIDS™ SOFT SILC. PINK

T4K TRAINER FOR KIDS™ HARD RED